


Поликлональное Антитело К Ddx6 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P26196

Артикул: CM0024127



введение

Кроличье поликлональное антитело против DDX6, валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Реагирует с белком человека, мыши, крысы. Подходит для изучения Р-телец, декапирования мРНК и регуляции аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DDX6 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	P54; RCK; HLR2; IDDILF; Rck/p54; DDX6
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1656
ID гена	1656
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 384-483 человеческого DDX6 (NP_001244120.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P26196
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом