

Поликлональное Антитело Против Dhodh Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q02127

Артикул: CM0027835



введение

Кроличье поликлональное антитело против DHODH, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Определяет дигидрооротатдегидрогеназу человека, мыши и крысы — ключевой митохондриальный фермент в de novo биосинтезе пиримидинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DHODH Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	URA1; POADS; DHodehase; DHODH
Вид	Человек
GeneID (человек)	1723
GeneID	1723
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 116-395 DHODH человека (NP_001352.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q02127
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом