

Поликлональные Антитела Против DhRs9 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q9Bpw9

Артикул: CM0030577

введение

Кроличьи поликлональные антитела против DHRS9, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Реагируют с белками человека, мыши, крысы. Обнаруживают белок массой 35 кДа. Идеальны для исследований метаболизма ретинола и стероидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DHRS9 кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	RDHL; RDH15; RDHTBE; SDR9C4; RDH-TBE; RETSDR8; hRoDH-E2; 3ALPHA-HSD; 3-alpha-HSD; DHRS9
Вид	Человек
GeneID (человек)	10170
GeneID	10170
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-319 человеческого DHRS9 (NP_001135743.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BPW9
Молекулярная масса белка	35 кДа
Доставка	Сумка со льдом