

Поликлональное Антитело Кролика Против Dhx30 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q7L2E3

Артикул: CM0022660



введение

Поликлональное антитело кролика против DNX30 для Вестерн-блоттинга и ИФА, детектирующее человеческий и мышинный DNX30 (~134 кДа). DNX30 — это РНК-хеликаза семейства DEAH-box, участвующая в биогенезе митохондриальных рибосом, нейрогенезе и врожденном иммунитете, что делает это антитело подходящим для исследований в области митохондриальной биологии и нейронаук.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против DNX30 (DNX30 Rabbit pAb)
Примечания / Альтернативные названия	DDX30, RETCOR, NEDMIAL, DNX30
Вид	Человек
ID гена (Человек)	22907
ID гена	22907
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 336-501 человеческого DNX30 (NP_619520.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS-PROT	Q7L2E3
Молекулярная масса белка	134 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом