

Поликлональные Антитела К Dhx57 Для Wb И Elisa - Q6P158

Артикул: CM0021868

введение

Поликлональные антитела кролика к белку DHX57/DDX57 человека, подходящие для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Перекрестно реагируют с мышинным белком. Предназначены для исследований функции АТФ-зависимой РНК-хеликазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DHX57 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	DDX57; DHX57
Вид	Человек
GeneID (Человек)	90957
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 700-900 DHX57 человека (NP_945314.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q6P158
Молекулярная масса белка	156 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом