

Поликлональное Антитело Против Dlk1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-Парафин, Иф/Икк, Ифа - P80370

Артикул: CM0026096



введение

DLK1 Rabbit pAb — это поликлональное антитело, полученное против рекомбинантного человеческого DLK1 (аминокислоты 24–303). Валидировано для WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA, обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными белками. Подходит для исследований в области нейроэндокринологии и развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DLK1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	DLK; FA1; ZOG; pG2; DLK-1; PREF1; Delta1; Pref-1; DLK1
Вид	Человек
GeneID	8788
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 24–303 человеческого DLK1 (P80370)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P80370
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	Холодильный пакет