

Поликлональные Антитела Против DLx6 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P56179

Артикул: CM0027384

введение

Кроличы поликлональные антитела против DLX6, валидированные для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Обнаруживают человеческий DLX6, фактор транскрипции с гомеобоксом, участвующий в развитии. Идеальны для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DLX6 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	DLX6
Вид	Человек
ID гена (человек)	1750
ID гена	1750
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 119-293 человеческого DLX6 (NP_005213.3))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P56179
Молекулярный вес белка	20кДа
Доставка	Сумка со льдом