


Поликлональное Антитело Против Dmap1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Npf5

Артикул: CM0019433



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на DMAP1 (EAF2, SWC4), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека, мыши, крысы. DMAP1 является регулятором транскрипции и модификатором хроматина. 53 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DMAP1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	EAF2; SWC4; MEAF2; DNMAP1; DNMTAP1; DMAP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55929
ID гена	55929
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-305 человеческого DMAP1 (NP_061973.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NPF5
Молекулярная масса белка	53 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом