


Кроличья Поликлональная Антитело Против Anti-Dna-Pkcs Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P78527

Артикул: CM0030923



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против белка DNA-PKcs (PRKDC) человека. Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA; перекрестная реакция с человеком и мышью. Идеально подходит для исследований репарации повреждений ДНК и сигнальных путей киназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DNA-PKcs кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	HYRC; p350; DNAPK; DNPK1; HYRC1; IMD26; XRCC7; DNAPKc; DNA-PKC; DNA-PKcs
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5591
GeneID	5591
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P78527
Молекулярный вес белка	469кДа
Доставка	Сумка со льдом