

Моноклональное Антитело К Днк-Полимеразе Гамма Для Вестерн-Блота, Ифа — P54098

Артикул: CM0002489

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против ДНК-полимеразы гамма человека (POLG). Валидировано для вестерн-блота и ИФА, проявляет перекрестную реакцию с мышинной ДНК-полимеразой гамма. Необходимый реагент для исследований репликации и репарации митохондриальной ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к ДНК-полимеразе гамма
Примечания/Алиасы	PEO; MDP1; SCAE; MIRAS; POLG1; POLGA; SANDO; MTDP54A; MTDP54B; DNA Polymerase gamma
Вид	Человек
ID гена (человек)	5428
ID гена	5428
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P54098
Молекулярная масса белка	140 кДа
Доставка	Холодовой пакет