

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Dok4 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q8Tew6

Артикул: CM0016560

введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого DOK4 (IRS5). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA; перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для изучения сигнального пути RET и дифференцировки нейронов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	DOK4 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	IRS5; IRS-5; DOK4
Вид	Человек
Идентификатор гена	55715
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-326 человеческого DOK4 (NP_060580.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8TEW6
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	Хладагент