


Поликлональные Антитела Против Anti-Dp1/Tfdp1 Для Wb, IHC-P, Elisa - Q14186

Артикул: CM0026491



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого DP1/TFDP1 (Транскрипционный фактор Dp-1). Валидированы для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с мышью. Идеальны для исследований клеточного цикла и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DP1/TFDP1 Кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	DP1; DILC; Dp-1; DRTF1; DP1/TFDP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7027
GeneID	7027
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-290 человеческого DP1/TFDP1 (NP_009042.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q14186
Молекулярный вес белка	45kDa
Доставка	Сумка со льдом