

Поликлональное Антитело К Dph2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Bqc3

Артикул: CM0022095

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок DPH2, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным DPH2. Подходит для исследований биосинтеза дифтамида и фактора элонгации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DPH2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	DPH2L2; DEDSSH2; DPH2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1802
GeneID	1802
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 120-330 человеческого DPH2 (NP_001375.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9BQC3
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом