

Поликлональное Антитело Кролика Против Drd1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P21728

Артикул: CM0028119



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого DRD1 (дофаминовый рецептор D1), подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с крысиным белком. Идеальный выбор для исследований в области нейробиологии и сигналинга GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к DRD1
Примечания/Альясы	DADR; DRD1A; DRD1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1812
GeneID	1812
Иммуноген	Рекомбинантный сливанный белок, содержащий последовательность аминокислот 338–446 человеческого DRD1 (NP_000785.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P21728
Молекулярная масса белка	49 кДа
Доставка	Айс-пак