


Кроличья Поликлональная Анти-Drg1 Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Y295

Артикул: CM0026093



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого DRG1 (NEDD3), валидированное для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестно реагирует с ортологами мыши и крысы. Идеально для исследований гидролиза GTP, полимеризации микротрубочек и сборки митотического веретена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DRG1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	NEDD3; DRG1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4733
ID гена	4733
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 158-367 человеческого DRG1 (NP_004138.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y295
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом