

Поликлональное Антитело Против Dspp Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - Q9Nzw4

Артикул: CM0025802

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого DSPP (дентинный сиалофосфопротеин). Валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально для исследований минерализации дентина и биоминерализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DSPP Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	DPP, DSP, DGI1, DMP3, DFNA39, DSPP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1834
GeneID	1834
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 16-146 человеческого DSPP (NP_055023.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NZW4
Молекулярная масса белка	131 кДа
Доставка	В пакете со льдом