


Кроличья Поликлональная Антитело Против Dusp13 Для Wb И Elisa — Q6B8I1/Q9UII6

Артикул: CM0030948



введение

Кроличья поликлональная антитело к DUSP13 для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), нацеленная на изоформы DUSP13A/B человека, мыши и крысы. Поддерживает исследования фосфатазной активности, апоптоза, опосредованного ASK1, и мышечной экспрессии генов. Доступна поставка больших объемов для разработки иммуноанализов в ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DUSP13 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	MDSP; TMDP; SKRP4; DUSP13
Вид	Человек
GeneID (человек)	51207
GeneID	51207
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-198 человеческого DUSP13 (NP_057448.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q6B8I1/Q9UII6
Молекулярная масса белка	6 кДа/7 кДа/9 кДа/17 кДа/20 кДа/22 кДа/27 кДа
Доставка	Ледяной пакет