


Кроличья Моноклональная Антитело Против Промежуточной Цепи Динеина 1 Для Вестерн-Блота, Ифа - Q9Ui46

Артикул: CM0011826



введение

Кроличья моноклональная антитело, направленная против человеческой промежуточной цепи динеина 1 (DNAI1) для Вестерн-блота и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиными и крысиными гомологами. Подходит для исследования подвижности ресничек и первичной цилиарной дискинезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Промежуточная цепь динеина 1, кроличья моноклональная антитело
Примечания/аллиасы	PCD; DIC1; ICS1; CILD1; Промежуточная цепь динеина 1
Вид	Человек
ID гена (человек)	27019
ID гена	27019
Иммуноген	Рекомбинантный сливанный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-200 человеческой промежуточной цепи динеина 1 (Q9Ui46)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9Ui46
Молекулярная масса белка	79 кДа
Доставка	Хладоэлемент