


Моноклональное Антитело Против Е-Кадгерина Для Игх-П И Ифа - P09803

Артикул: CM0010079



введение

Мышинное моноклональное антитело к Е-кадгерину (98 кДа, SWISS P09803). Валидировано для ИГХ-П и ИФА, перекрестно реагирует с человеческим, мышиным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований клеточной адгезии и эпителиальных тканей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышинное моноклональное антитело к Е-кадгерину
Примечания/Алиасы	Um; UVO; Ecad; ARC-1; E-cad; L-CAM; E-Cadherin
Вид	Мышь
GeneID (человек)	999
GeneID	12550
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного Е-кадгерина
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09803
Молекулярная масса белка	98 кДа
Доставка	Холодильный пакет