


Поликлональное Антитело Anti-E2F8 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — A0Avk6

Артикул: CM0015090



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого E2F8, подходящее для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрёстно реагирует с белком мыши. Валидировано для исследований клеточного цикла, регуляции транскрипции и ангиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело pAb к E2F8
Примечания/синоним	E2F-8; E2F8
Вид	Человек
GeneID (человек)	79733
GeneID	79733
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 788-867 человеческого E2F8 (NP_078956.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	A0AVK6
Молекулярная масса белка	94 кДа
Доставка	Пакет со льдом