


Рекомбинантное Моноклональное Антитело Кролика К Ech1 (Валидировано Методом Kd) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q13011

Артикул: CM0011404



введение

Валидированное методом KD моноклональное антитело кролика к ECH1 (HPXEL) для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на митохондриальную дельта(3,5)-дельта(2,4)-диеноил-KoA-изомеразу (SWISS Q13011).

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	[Валидировано методом KD] моноклональное антитело кролика к ECH1
Примечания/алиас	HPXEL
Вид	Человек
GeneID (человек)	1891
GeneID	1891
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-322 человеческого ECH1 (NP_001389.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13011
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом