

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Echdc2 Для Wb И Elisa — Q86Yb7

Артикул: CM0016343

введение

Поликлональное кроличье антитело к ECHDC2, валидированное для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Распознаёт человеческий ECHDC2 и вступает в перекрёстную реакцию с мышиным и крысиным ECHDC2. Подходит для исследований митохондриального метаболизма жирных кислот и липидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к ECHDC2
Примечания/синоним	ECHDC2
Вид	Человек
GeneID (человек)	55268
GeneID	55268
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-292 человеческого ECHDC2 (NP_001185890.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q86YB7
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом