


Поликлональное Антитело Против Eci1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икк, Ифа - P42126

Артикул: CM0015165



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на ECI1 (Еноил-КоА дельта-изомераза 1, митохондриальная), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКК и ИФА; перекрестно реагирует с человеком и мышью; 33 кДа; идеально для исследований метаболизма жирных кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ECI1 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	DCI; ECI1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1632
GeneID	1632
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P42126
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	В пакете со льдом