


Поликлональное Антитело Кролика Против Eea1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q15075

Артикул: CM0016168



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий EEA1, валидированное на образцах человека, мыши и крысы. Подходит для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии и ELISA в исследованиях эндосомального транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EEA1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	MST105; ZFYVE2; MSTP105; EEA1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	8411
Идентификатор гена	8411
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1182-1411 человеческого EEA1 (NP_003557.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q15075
Молекулярная масса белка	162 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом