

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Eed Для Вб, Иф/Икк, Ифа — 075530

Артикул: CM0014414



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого белка EED. Валидированы для вестерн-блоттинга, ИФ/ИКК и ИФА. Перекрестно реагируют с мышиными и крысиными гомологами. Подходят для исследований регуляции хроматина и изучения рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EED Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	HEED; COGIS; WAIT1; EED
Вид	Человек
ID гена (человек)	8726
Иммуноген	Синтетический пептид в области аминокислот 1-100 человеческого белка EED (NP_003788.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	075530
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	Хладоэлемент