


Кроличья Поликлональная Антитела Против Egr1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ифа - P18146

Артикул: CM0028285



введение

Кроличья поликлональная антитела против EGR1 для ИФА, Вестерн-блоттинга, IF/ICC. Обнаруживает белок EGR1 человека, мыши и крысы размером 58 кДа. Исследовательский инструмент для изучения регуляции транскрипции, роста клеток и ответа на стресс.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EGR1 Rabbit pAb
Примечания / Альтернативные названия	TIS8; AT225; G0S30; NGFI-A; ZNF225; KROX-24; ZIF-268; EGR1
Вид	Человек
GeneID	1958
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислот 1-250 человеческого EGR1 (NP_001955.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P18146
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом