

Кроличья Моноклональная Антитела К Ehmt2 Для Вб, Игг-П, Ифа - Q96Kq7

Артикул: CM0003914



введение

Кроличья моноклональная антитела, нацеленная на гистонметилтрансферазу ЕНМТ2 (G9a). Валидирована для ВБ, ИГГ-П и ИФА. Обнаруживает ЕНМТ2 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований эпигенетической репрессии транскрипции. - Q96KQ7

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи моноклональные антитела к ЕНМТ2
Примечания/Псевдонимы	G9A; BAT8; GAT8; NG36; KMT1C; C6orf30; ЕНМТ2
Вид	Человек
GeneID (человек)	10919
GeneID	10919
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 2-300 человеческого ЕНМТ2 (Q96KQ7).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96KQ7
Молекулярная масса белка	132 кДа
Доставка	Хладоэлемент