


## Моноклональное Антитело Против Eif1A Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P47813

Артикул: CM0003009



### введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий eIF1A (EIF1AX), для применения в вестерн-блоттинге (WB) и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Ключевой фактор инициации трансляции, участвующий в сканировании 43S комплекса.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | eIF1A Кроличье mAb                                                                                                                        |
| Примечания/Альтернативные названия | EIF1A; EIF4C; eIF-1A; eIF-4C; EIF1AP1; eIF1A                                                                                              |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                   |
| GeneID (Человек)                   | 1964                                                                                                                                      |
| GeneID                             | 1964                                                                                                                                      |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 65-144 человеческого eIF1A (P47813). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                    |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                                   |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), ELISA                                                                                                              |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь                                                                                                                             |
| SWISS                              | P47813                                                                                                                                    |
| Молекулярная масса белка           | 16 кДа                                                                                                                                    |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                         |