

Кроличье Поликлональное Антитело Против Eif2Ak1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Bqi3

Артикул: CM0027860

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против EIF2AK1 (HRI) для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Реактивно с образцами человека и мыши. Идеально подходит для исследования интегрированного стрессового ответа, чувствительности к гему и трансляционного контроля.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Проверено нокаутом] EIF2AK1 кроличье поликлональное антитело
Примечания/Алиасы	HCR; HRI; hHRI; LEMSPAD; K1
Вид	Человек
ID гена (человек)	27102
ID гена	27102
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 371-630 человеческого EIF2AK1 (NP_055228.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9BQI3
Молекулярная масса белка	71 кДа
Доставка	Холодовой пакет