

Поликлональные Антитела К Eif2B2/Eif2Bbeta Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P49770

Артикул: CM0029937



введение

Кроличьи поликлональные антитела к белку EIF2B2/eIF2Bbeta человека, валидированные для применения в методах WB, IHC-P, IF/ICC, IP и ELISA. Обладают перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными белками. Идеально подходят для исследований инициации трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EIF2B2 кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	EIF2B; EIF2Bbeta; EIF-2Bbeta; EIF2B2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8892
GeneID	8892
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий аминокислоты 1-120 EIF2B2 человека (NP_055054.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P49770
Молекулярная масса	39 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом