


Поликлональное Антитело Против Eif3G Для Wb, If/Icc, Ифа - O75821

Артикул: CM0030496



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к человеческому EIF3G, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. EIF3G является основным компонентом комплекса эукариотического фактора инициации трансляции 3, необходимого для синтеза белка и регуляции клеточного цикла. Данное антитело обладает перекрестной реактивностью с образцами мышей и крыс, что обеспечивает широкое применение в исследованиях трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EIF3G кроличье пАб
Примечания/алиасы	EIF3S4; EIF3-P42; eIF3-p44; eIF3-delta; EIF3G
Вид	Человек
ID гена (человек)	8666
ID гена	8666
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-320 человеческого EIF3G (NP_003746.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O75821
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Холодильный пакет