


Кроличья Поликлональная Антитела Против Eif4Ebp1 Для Ihc-P И Elisa - Q13541

Артикул: CM0019761



введение

Кроличья поликлональная антитела против человеческого eIF4EBP1 (4EBP1) для ИHC-P и ELISA, обладает перекрестной реактивностью с мышиным и крысиным белком. Идеально подходит для исследования пути mTORC1 и регуляции инициации трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	eIF4EBP1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; eIF4EBP1
Вид белка	Человек
GeneID (человек)	1978
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-118 человеческого eIF4EBP1 (NP_004086.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13541
Молекулярная масса белка	13кДа
Доставка	Хладоэлемент