


Поликлональные Антитела Против Eif5B Для Wb, If/Icc, Elisa — O60841

Артикул: CM0014033



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому EIF5B (IF2), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и иммуноферментного анализа (ELISA). Реагируют перекрестно с мышью и крысой. Подходят для исследований инициации трансляции и изучения процесса соединения рибосомных субъединиц.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EIF5B Rabbit pAb
Примечания/алиасы	IF2; EIF5B
Вид	Человек
GeneID (человек)	9669
GeneID	9669
Иммуноген	Рекомбинантный белок, рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-273 человеческого EIF5B (NP_056988.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60841
Молекулярная масса белка	139 кДа
Доставка	Хладоэлемент