

Антитело Кролика Против Elavl2 (Поликлональное) Для Wb, IHC-P, Elisa - Q12926

Артикул: CM0030729

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого ELAVL2 (HuB, HEL-N1), валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с человеческим, мышинным и крысиным белками. Подходит для исследований в области нейронауки и РНК-связывающих белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ELAVL2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	HUB; HELN1; HEL-N1; ELAVL2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1993
GeneID	1993
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого ELAVL2 (NP_004423.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q12926
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	Сумка со льдом