

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Emb (Embigin/Gp70) Для Wb И Elisa - Q6Pcb8

Артикул: CM0012890



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на Embigin человека (EMB/GP70). Валидировано для WB и ELISA. Подходит для исследований роста мотонейронов, нервно-мышечных синапсов и локализации переносчиков монокарбоновых кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	EMB Rabbit pAb
Примечания/синоним	GP70; EMB
Вид	Человек
GeneID (человек)	133418
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 33-260 белка EMB человека (NP_940851.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q6PCB8
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом