


Поликлональное Антитело Кролика Против Emr2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Uhx3

Артикул: CM0015567



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого EMR2 (ADGRE2, CD312), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным белком. Полезно для исследований клеточной адгезии, хемотаксиса и дегрануляции тучных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EMR2 Кроличье пАт
Примечания/Альтернативные названия	VBU; CD97; EMR2; CD312
Вид	Человек
ID гена (Человек)	30817
ID гена	30817
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 300-500 человеческого EMR2 (NP_038475.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UHX3
Молекулярная масса белка	90 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом