

Кроличья Поликлональная Антитело Против Anti-Emsy/C11Orf30 Для Вб, Иф/Ик, Ифа — Q7Z589

Артикул: CM0030014



введение

Кроличья поликлональная антитело против EMSY (C11orf30) — транскрипционного репрессора, взаимодействующего с BRCA2 и участвующего в репарации ДНК и ремоделировании хроматина. Валидировано для ВБ, ИФ/ИК, ИФА в образцах человека и мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	C11orf30 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	GL002; C11orf30
Вид	Человек
ID гена	56946
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1153–1322 человеческого C11orf30 (NP_064578.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q7Z589
Молекулярная масса белка	141 кДа
Доставка	Хладоэлемент