

Поликлональные Антитела Против Emx1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q04741

Артикул: CM0024508

введение

Кроличы поликлональные антитела против человеческого EMX1, подходящие для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают белок 31 кДа в коре головного мозга человека; перекрестная реакция с мышью. Поддерживают исследования в области нейронауки развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EMX1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	EMX1
Вид	Человек
GeneID	2016
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 70-190 человеческого EMX1 (NP_004088.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q04741
Молекулярный вес белка	31kDa
Доставка	Сумка со льдом