


Кроличыи Моноклональные Антитела К Eno3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицк, Ифа - P13929

Артикул: CM0004482



введение

Кроличыи моноклональные антитела против человеческого Eno3 (бета-энолаза, MSE), валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходят для исследований мышечного метаболизма и болезней накопления гликогена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ENO3 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	MSE; GSD13
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2027
GeneID	2027
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого Eno3 (NP_001967.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P13929
Молекулярный вес белка	42 кДа/44 кДа/47 кДа
Доставка	Сухой лед