

Кроличья Поликлональная Антитело Против Entpd5 Для Иф/Мцк И Ифа - O75356

Артикул: CM0028316

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого ENTPD5 (CD39L4/NTPDase-5), подходящее для ИФ/МЦК и ИФА. Иммуноген соответствует аминокислотам 149-428; распознает белок массой 48 кДа. Идеально подходит для исследований ЭР-УДФазы и сворачивания гликопротеинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ENTPD5 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PCPN; CD39L4; NTPDase-5; ENTPD5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	957
GeneID	957
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 149-428 человеческого ENTPD5 (NP_001240.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФ/МЦК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O75356
Молекулярная масса белка	48кДа
Доставка	С ледяным пакетом