

Поликлональное Антитело Против Ep300 Для Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q09472

Артикул: CM0017427



введение

Кроличье поликлональное антитело EP300, валидированное для IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с EP300 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований ремоделирования хроматина и транскрипционной коактивации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EP300 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	p300; KAT3B; MKHK2; RSTS2; EP300
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2033
ID гена	2033
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 белка EP300 человека (NP_001420.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q09472
Молекулярная масса белка	264 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом