

Поликлональное Антитело Против EphA4 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P54764

Артикул: CM0029427



введение

Кроличье поликлональное антитело против EPNA4 (EK8/SEK/TYRO1), валидированное для работы с образцами человека, мыши, крысы в методах Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ELISA. Нацелено на рецептор эфринов, участвующий в развитии и репарации нервной системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EPNA4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	EK8; SEK; HEK8; TYRO1; EPNA4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2043
GeneID	2043
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-100 человеческого EPNA4 (NP_004429.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P54764
Молекулярная масса белка	110 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом