

Анти-Eprs Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - P07814

Артикул: CM0013766



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого EPRS (бифункциональная глутамат/пролин-тРНК-лигаза), валидированные для WB и ELISA. Подходят для исследований регуляции трансляции, комплекса аминоксил-тРНК-синтетаз и исследований комплекса GAIT.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EPRS кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	EARS; EPRS; PARS; QARS; QPRS; HLD15; PIG32; GLUPRORS
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2058
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P07814
Молекулярный вес белка	171 кДа
Доставка	Сумка со льдом