


Поликлональное Антитело Anti-ErbB3/Her3 Для Wb, If/Icc, Elisa - P21860

Артикул: CM0017749



введение

Поликлональное антитело Anti-ErbB3/HER3, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Реагирует с ErbB3/HER3 человека, мыши и крысы. Нацелено на тирозинкиназу-рецептор нейрегулина, играющую важную роль в исследованиях рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ErbB3/HER3 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; ErbB3/HER3
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	2065
Идентификатор гена	2065
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-285 ErbB3/HER3 человека (NP_001973.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P21860
Молекулярная масса белка	148 кДа
Условия транспортировки	Хладагент в пакете