


Кроличья Поликлональная Антитело Anti-ErbB4/Her4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q15303

Артикул: CM0015272



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого ErbB4/HER4, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью на крысу. Идеально подходит для исследований сигнальных путей нейрегулина/ЭФР, развития и онкогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ErbB4/HER4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HER4; ALS19; p180erbB4; ErbB4/HER4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2066
GeneID	2066
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1150-1250 человеческого ErbB4/HER4 (NP_005226.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q15303
Молекулярный вес белка	147кДа
Доставка	Сумка со льдом