

Кроличье Моноклональное Антитело Анти-Ercc1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P07992

Артикул: CM0010424



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого ERCC1 (P07992), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Ключевой инструмент для изучения репарации ДНК, репарации межцепочечных сшивок и стабильности генома.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ERCC1 кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	UV20; COFS4; RAD10; ERCC1
Вид	Человек
GeneID (человек)	2067
GeneID	2067
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого ERCC1 (P07992).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P07992
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент