

Кроличья Поликлональная Антитело Против Ercc4 (Xpf) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ип (Ip), Ифа (Elisa) - Q92889

Артикул: CM0030085



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого ERCC4 (XPF), валидированное для WB, IP, ELISA; перекрестно реагирует с мышью и крысой. Нацелено на ДНК-репарирующую эндонуклеазу XPF, которая необходима для исследований эксцизионной репарации нуклеотидов, репарации межцепочечных сшивок и стабильности генома.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ERCC4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	XPF; RAD1; FANCD1; XFEPS; ERCC11; ERCC4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2072
GeneID	2072
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 513-782 человеческого ERCC4 (NP_005227.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92889
Молекулярный вес белка	104кДа
Доставка	Сумка со льдом