


Кроличий Моноклональный Антитело Против Anti-Erk2 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P28482

Артикул: CM0003267



введение

Кроличий моноклональный антитело, направленное на ERK2 (MAPK1). Валидировано для WB, IHC-P, ELISA с перекрестной реактивностью у человека, мыши, крысы. Идеально подходит для изучения сигнального пути MAPK/ERK в процессах пролиферации, дифференцировки и онкогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ERK2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	ERK; p38; p40; p41; ERK2; ERT1; NS13; ERK-2; MAPK2; PRKM1; PRKM2; P42MAPK; p41mapk; p42-MAPK
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5594
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 человеческого ERK2/ERK1 (P27361/P28482)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P28482
Молекулярный вес белка	41 кДа
Доставка	В ледяном пакете