

## Антитела Кролика Против Erk5 (Поликлональные) Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa - Q13164

Артикул: CM0018899



### введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого ERK5 (MAPK7/BMK1), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA на человеке, мыши и крысе. Нацелены на путь передачи сигнала MAPK, пролиферацию и дифференцировку клеток.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                 |
|---------------------------|--------------------------|
| Название продукта         | ERK5 Rabbit pAb          |
| Примечания/Псевдоним      | BMK1; ERK4; ERK5; PRKM7  |
| Вид                       | Человек                  |
| ID гена (Человек)         | 5598                     |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок     |
| Источник                  | Кролик                   |
| Категория                 | Поликлональные антитела  |
| Применение                | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса     |
| SWISS                     | Q13164                   |
| Молекулярный вес белка    | 88кДа                    |
| Доставка                  | Сумка со льдом           |