

Антитела Кролика Против Erp29 (Поликлональные) Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa - P30040

Артикул: CM0028011



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого ERp29 (ERp28/ERp31). Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеальны для изучения сворачивания белков ЭП и секреторного пути.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	ERp29 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	ERp28; ERp31; PDIA9; PDI-DB; C12orf8; HEL-S-107; ERp29
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10961
ID гена	10961
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 33-261 человеческого ERp29 (NP_006808.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30040
Молекулярный вес белка	29кДа
Доставка	Со льдом